



Capilar (Ubbelohde ASTM)

Código: CV003-004

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Viscosímetro Ubbelohde (ASTM) Serie 1. Rango Viscosidad: 2-1. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Viscosímetro Ubbelohde (ASTM) Serie 1. Rango Viscosidad: 2-10 cSt. Constante 0.0.

Tipo: Viscosímetro Ubbelohde (ASTM) Serie 1. Rango Viscosidad: 2-1

Referencia de nombre: Viscosímetro Ubbelohde (ASTM) Serie 1. Rango Viscosidad: 2-10 cSt. Constante 0.01. Incluye certificado de calibración.

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)