



Capilar (Ubbelohde ASTM)

Código: CV003-005

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Capilar (Ubbelohde ASTM). Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Capilar (Ubbelohde ASTM).

Tipo: Capilar (Ubbelohde ASTM)

Referencia de nombre: Capilar (Ubbelohde ASTM)

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)