



Viscosimetro rotacional EVO Expert R con RTD, FDB y Bluetooth

Código: FGB-VE320002BT

Marca: Fungilab

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

EVO Expert (R) + RTD + FDB + BLUETOOTH Rango: (50 - 40.000.000) cP Rango de velocidad rpm: 0,01 - 250 Numero de velocidades: 2600 Cabezal viscosimetro con numero de serie / Soporte / 3 ajustes de nivelacion para soporte / Cabezal jefe / Husillos estandar / Protector de husillo / Portahusillos / Sonda PT100 / Cable de alimentacion / Pendrive / Maletin de transporte / Certificado de calibracion / Manual de operacion / Bluetooth y WiFi/ Datalogger y software FDB/ Opcional: Sistema PPR

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)