



Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske, Tamano 75, Rango de viscosidad 1,6-8 cSt

Código: Viscosimetro C. CV004-203

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske, Tamaño 75, Rango de viscosidad 1,6-

Tipo: Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske

Referencia de nombre: Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske, Tamaño 75, Rango de viscosidad 1,6-8 cSt

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)