



Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske SKU:205,Tamano 150, Rango de viscosidad de 7-35 cSt

Código: Viscosimetro C.CV004-205

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske SKU:205. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske SKU:205,Tamaño 150, Rango de viscos.

Tipo: Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske SKU:205

Referencia de nombre: Viscosimetro capilar de rutina Cannon-Fenske SKU:205,Tamaño 150, Rango de viscosidad de 7-35 cSt

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)