



phmetro de mano pH / mV / TEMPERATURA

Código: BELL-MP11

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Diseño basado en microprocesador con carcasa a prueba de salpicaduras
- Visualización simultánea de pH y temperatura
- Compensación de temperatura automática o manual. ° C / ° F conmutable
- Fácil de calibrar con un teclado para búfer de 3 puntos
- El valor de la calibración se puede ajustar según sea lo necesario
- Indique el porcentaje de pendiente (PTS) después de la calibración
- Indicador de batería baja y consumo de energía
- Apagado automático después de 10 minutos de inactividad
- Funda protectora de goma con imán

Especificaciones Técnicas

[table id=54 responsive="scroll" /] **Accesorios para kit completo**

- Solución tampón 4 y 7
- Batería de 9V
- Portaelectrodos
- Manual de instrucciones
- Caja
- Electrodo de pH
- Probeta de temperatura
- Opcional: electrodo ORP

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)