

	phmetro de bolsillo con/ATC 6011A Código: BELL-M3002 Marca: N/D Ver producto en Cotecno Solicitar cotización
---	---

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

phmetro de bolsillo con/ATC 6011A. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: phmetro de bolsillo con/ATC 6011A.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: phmetro de bolsillo con/ATC 6011A

Referencia de nombre: phmetro de bolsillo con/ATC 6011A

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)