



El vaso de prueba de vidrio RTFOT presenta una abertura convexa con un diam; 2mm; 1,2mm

Código: 20-2574

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El vaso de prueba de vidrio RTFOT presenta una abertura convexa con un diametro de $\varnothing 32 \pm 2$ mm y un diametro exterior de $\varnothing 64 \pm 1,2$ mm. Esta identificado por el Numero de Artículo: 20-2574.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)