



Grindometro GD-1, Dim: 220x50x16 mm, Rango: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 μm

Código: NOV-GD-1

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Grindometro NOVOTEST GD-1. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Grindometro NOVOTEST GD-1.

Tipo: Grindometro NOVOTEST GD-1

Referencia de nombre: Grindometro NOVOTEST GD-1

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	0 - 25; 0 - 50; 0 - 100; 0 - 150 μm - 1; 5 kilogramos
Dimensiones	220x50x16mm
Rangos	0 - 25; 0 - 50; 0 - 100; 0 - 150 μm
Peso, no mas	1; 5 kilogramos

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)