



MICROPIPETA AJUSTABLE 2-20 UL, REMI

Código: REMIRDM-20

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

MICROPIPETA AJUSTABLE 2-20 UL. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: MICROPIPETA AJUSTABLE 2-20 UL, REMI.

Tipo: MICROPIPETA AJUSTABLE 2-20 UL

Referencia de nombre: MICROPIPETA AJUSTABLE 2-20 UL, REMI

Dato del nombre: 20 UL

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)