

Cronometro digital Boeco, 30 minutos, 1/100 seg., hora, calendario, alarma, negro.

Código: Boe240

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cronometro digital Boeco. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Cronometro digital Boeco, 30 minutos, 1/100 seg., hora, calendario, alarma, negro.

Tipo: Cronometro digital Boeco

Referencia de nombre: Cronometro digital Boeco, 30 minutos, 1/100 seg., hora, calendario, alarma, negro.

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)