



Centrifuga con microprocesador DSC-200SMD, rotor 600-6.000rpm, temporizador 0-30 min

Código: GyB/Dsc-202SMD

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Centrifuga con microprocesador DSC-200SMD. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Centrifuga con microprocesador DSC-200SMD, rotor 600-6.000rpm, temporizador 0-30 .
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Centrifuga con microprocesador DSC-200SMD

Referencia de nombre: Centrifuga con microprocesador DSC-200SMD, rotor 600-6.000rpm, temporizador 0-30 min

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	pack No especificado
Tipo de equipo	Sobremesa
Aplicacion	General
Refrigeracion	No refrigerada
Configuracion incluida	Rotor incluido 8x1.5-15 mL
Capacidad exacta	8x1.5-15 mL
Clase de capacidad	Microtubos <=2 mL
Velocidad maxima	6000 rpm
Rango de velocidad	Hasta 6.000 rpm
RCF maximo	10000 xg
Rango RCF	3.001-10.000 xg
Alimentacion	AC 110 V 50/60 Hz; 220 V 50/60 Hz disponible
Capacidad / rotor	8 x (1.5-15) mL
Dimensiones	320 x 420 x 260 mm
Display	LED/LCD digital para tiempo y velocidad o RCF
Formato	Sobremesa
Motor	DC brushless
Peso	N.W. 14.5 kg / G.W. 16.0 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack No especificado
RCF máximo	4265 xg
Temporizador	0-30 min
Tipo	Centrifuga de mesa
Velocidad	600-6.000 rpm
Velocidad máxima	6000 rpm

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo
Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)