



tamiz - 8" - N.20 (850µm) con certificado- marca PINZUAR

Código: PS8-20

Marca: Pinzuar

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

tamiz - 8" - N.20 (850µm) con certificado- marca PINZUAR. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: tamiz - 8" - N.20 (850µm) con certificado- marca PINZUAR.

Tipo: tamiz - 8" - N.20 (850µm) con certificado- marca PINZUAR

Referencia de nombre: tamiz - 8" - N.20 (850µm) con certificado- marca PINZUAR

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	8" mm
Material	Acero inoxidable
Marca	Pinzuar
Diametro	8"
Malla / apertura	No. 20
Altura	Altura completa
Certificacion	ASTM E-11
Tipo de base	Malla
Tipo de superficie	Malla
Certificación	ASTM E-11

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)