



## Proceq UT8000 Ultrasonic Flaw Detector Instrument

**Código:** 79310500

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

Proceq UT8000 Ultrasonic Flaw Detector Instrument. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Proceq UT8000 Ultrasonic Flaw Detector Instrument.

Tipo: Proceq UT8000 Ultrasonic Flaw Detector Instrument

Referencia de nombre: Proceq UT8000 Ultrasonic Flaw Detector Instrument

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

### Especificaciones técnicas

### Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)