



Dragon 300, esterilizador electrico, AC220V, 50Hz con enchufe de la UE

Código: 177300-22

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Esterilizador electrico de laboratorio (Lab Burner) modelo Dragon 300, temperatura de llama hasta 1300°C, alimentacion 220V/50Hz.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Electric Sterilizer	Sterlitech
Read The	Cookie Policy
Dato tecnico	300
Dato tecnico	1
Dato tecnico	877
Dato tecnico	544
Dato tecnico	4420
Dato tecnico	160
Dato tecnico	3
Dato tecnico	177300
Dato tecnico	2026

Fuente tecnica proveedor (traduccion de etiquetas). bind local HTML

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)