



MultiVac 300-MS, Manifold de acero inox de 3 lugares con adaptador para embudo con tapon No 8 .

Código: 180300-01

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Colectores de acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Numero de ramales	3 o 6
Diametro	47 mm
Capacidad de embudo	100 ml / 300 ml / 500 ml (opcional)
Espiga de manguera	ID8 (5/16 inch)
Dimensiones	48 x 13 x 11 cm
Material	SS316
Valvula de control	SS316
Adaptador	SS316
Membrana	SS316
Espiga de manguera	SS316
Manilla / perilla	Aluminio

Fuente tecnica proveedor (bloque producto; etiquetas y valores en espanol tecnico).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)