



MultiVac 610-MS-T, sistema de filtracion al vacio con colector de aluminio de 6 ramas

Código: 180611-22-T

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

MultiVac 610-MS-T. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: MultiVac 610-MS-T, sistema de filtracion al vacio con colector de aluminio de 6 .

Tipo: MultiVac 610-MS-T

MultiVac 610-MS-T, sistema de filtracion al vacio con colector de aluminio de 6 ramas, CA 220 V/50 Hz

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)