



Cuchara de plastico de mezcla para yeso para refrentar

Código: Cotest-MixBowlCG

Marca: taiwan capstone

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Cuchara de plastico de mezcla para yeso para refrentar. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Cuchara de plastico de mezcla para yeso para refrentar.

Tipo: Cuchara de plastico de mezcla para yeso para refrentar

Referencia de nombre: Cuchara de plastico de mezcla para yeso para refrentar

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)