



Tubo de ensayo 16x150mm con tapon de rosca negra vidrio boro 3.3

Código: BellTubEnsTap-16x150

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tubo de ensayo 16x150mm con tapon de rosca negra vidrio boro. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Tubo de ensayo 16x150mm con tapon de rosca negra vidrio boro 3.3.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Tubo de ensayo 16x150mm con tapon de rosca negra vidrio boro

Referencia de nombre: Tubo de ensayo 16x150mm con tapon de rosca negra vidrio boro 3.3

Dato del nombre: 150 mm

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)