



Matraz kitazato o de filtracion Belltronic 1000 ml de vidrio borosilicato 3.3

Código: BellMatKit-1000ml

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Matraz kitazato o de filtracion 1000 ml de vidrio borosilica. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Matraz kitazato o de filtracion 1000 ml de vidrio borosilicato 3.3.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Matraz kitazato o de filtracion 1000 ml de vidrio borosilica

Referencia de nombre: Matraz kitazato o de filtracion 1000 ml de vidrio borosilicato 3.3

Dato del nombre: 1000 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)