



Kit de prueba del instrumento ConcTest (incluye el instrumento ConcTest V1.14, la sonda ConcTest) para probar la

Código: CONC-TBC

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Kit de prueba del instrumento ConcTest (incluye el instrumen. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Kit de prueba del instrumento ConcTest (incluye el instrumento ConcTest V1.14, l.

Tipo: Kit de prueba del instrumento ConcTest (incluye el instrumen

Referencia de nombre: Kit de prueba del instrumento ConcTest (incluye el instrumento ConcTest V1.14, la sonda ConcTest) para probar la

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)