



Manmetro de columna liquida inclinada

Código: KX404

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manmetro de columna liquida inclinada. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Manmetro de columna liquida inclinada.

Tipo: Manmetro de columna liquida inclinada

Referencia de nombre: Manmetro de columna liquida inclinada

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)