



Art. 01CI1660

Picnometro de acero inoxidable, mod. P/100, capacidad 100 cc, tara 200 g. Peso neto kg. 0,8.

Código: 01CI1660/0

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Picnometro de acero inoxidable. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Picnometro de acero inoxidable, mod. P/100, capacidad 100 cc, tara 200 g. Peso n.

Tipo: Picnometro de acero inoxidable

Referencia de nombre: Picnometro de acero inoxidable, mod. P/100, capacidad 100 cc, tara 200 g. Peso neto kg. 0,8.

Dato del nombre: 200 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)