



Manto calefactor analogo Marca BELLTRONIC para balones de vidrio de 2000 ml.

Código: BellMantCalef-E-2000

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Manto calefactor analogo Marca para balones de vidrio de 200. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Manto calefactor analogo Marca para balones de vidrio de 2000 ml..
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Manto calefactor analogo Marca para balones de vidrio de 200

Referencia de nombre: Manto calefactor analogo Marca para balones de vidrio de 2000 ml.

Dato del nombre: 2000 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Imagen referencial. La fotografía es ilustrativa y puede diferir del producto efectivamente despachado en marca, acabado, color, accesorios o empaque. Cotecno no garantiza identidad exacta con la imagen.

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)