

BALANZA DE CELDA DE CARGA BELLTRONIC 1000G



a de Celda de Carga Belltronic 1000g a 6000g x 0.1g
Función Principal Transformaciones de unidades, conteo, porcentaje
Capacidad Max : 1000g a 6000g
Legibilidad : 0.1g
Peso Bruto : 3 kg
B-01-02-09-0401 | Categorias: 0.1g/0.2g/0.5g |

Balanza digital 1000 g x 0,1 g

Código: BB-10001B
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 1000 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 1000 g x 0,1 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 1000 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 1000 g x 0,1 g

Dato del nombre: 1000 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	BB-10001B
Modelo	BB-10001B
Capacidad	1000 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)