



Balanza digital 100 g x 0,001 g

Código: BB-1003E

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 100 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 100 g x 0,001 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 100 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 100 g x 0,001 g

Dato del nombre: 100 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	BB-1003E
Modelo	BB-1003E
Capacidad	100 g
Resolucion	0,001 g (1 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)