




Balanza digital 200 g x 0,01 g (equiv. B-01-02-03-0502)

Código: BB-2002C

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 200 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 200 g x 0,01 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 200 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 200 g x 0,01 g

Dato del nombre: 200 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	BB-2002C
Modelo	BB-2002C
Configuracion	200 g - 0,01 g
Capacidad	200 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)