



Balanza digital 200 g x 0,001 g (equiv. B-01-02-02-0603)

Código: BB-2003C

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza disponible para liquidacion, normalizada con la ficha tecnica equivalente y sus especificaciones exactas.

- Capacidad maxima: 200 g.
- Legibilidad: 0,001 g.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	200 g - 0,001 g - modelo BB-2003C
Modelo	BB-2003C
Configuracion	200 g - 0,001 g
Capacidad	200 g
Legibilidad	0,001 g
Resolucion	0,001 g (1 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

- Seleccione este modelo para pesajes de hasta 200 g con legibilidad 0,001 g.
- Revise las condiciones de calibracion, interfaz y alimentacion cuando el proceso lo requiera.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)