



Balanza digital 300 g x 0,001 g (equiv. B-01-02-02-0404)

Código: BB-3003D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 300 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Balanza digital 300 g x 0,001 g.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Balanza digital 300 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 300 g x 0,001 g

Dato del nombre: 300 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	BB-3003D
Modelo	BB-3003D
Configuracion	300 g - 0,001 g
Capacidad	300 g
Legibilidad	0,001 g
Resolucion	0,001 g (1 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)