



Balanza - 4000gr - 0.01gr - marca Belltronic - 220v, 50 Hz

Código: ES-4002H

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza - 4000gr - 0.01gr - marca - 220v. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza - 4000gr - 0.01gr - marca - 220v, 50 Hz.

Tipo: Balanza - 4000gr - 0.01gr - marca - 220v

Referencia de nombre: Balanza - 4000gr - 0.01gr - marca - 220v, 50 Hz

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Especificación	ES-4002H
Modelo	ES-4002H
Configuracion	4000 g - 0,01 g
Capacidad	4000 g
Legibilidad	0,01 g
Resolucion	0,01 g (10 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)