



con Celda de Carga Belltronic
maño del Platillo (mm) : 255x190
ergía : 110v/220v; Opcional: batería recargable
cción principal : Transformación de unidades, recuento, porcentaje
pacidad Max : 6000g a 30000g (30kg)
gibilidad : 1g
so Bruto : 4 kg
01-02-04-0203 | Categorias: 1g/2g/5g |

Balanza digital 10 kg x 1 g (equiv. B-01-02-09-0705)

Código: XU10000Y

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 10 kg x 1 g. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 10 kg x 1 g.

Balanza digital 10 kg x 1 g

Referencia de nombre: Balanza digital 10 kg x 1 g

Dato del nombre: 10 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	XU10000Y
Modelo	XU10000Y
Configuracion	10 kg - 1 g
Capacidad	10 kg
Legibilidad	1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)