



Se Celda de Carga Belltronic
energía : 220V / 110V; Opcional: batería recargable
Pantalla : LCD (azul de fondo blanco) / Opcional: pantalla doble
Función Principal: Transformación de unidades, recuento, porcentaje
Capacidad Max : 6000g a 30000g
Legibilidad : 0,1g
Peso Bruto : 4 kg
01-02-09-0104 | Categorias: 0.1g/0.2g/0.5g |

Balanza digital 15 kg x 0,1 g - XU150001Y / B-01-02-09-0104

Código: XU150001Y

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 15 kg x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 15 kg x 0,1 g - 50001Y / B-01-02-09-0104.

Tipo: Balanza digital 15 kg x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 15 kg x 0,1 g - 50001Y / B-01-02-09-0104

Dato del nombre: 15 kg

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU150001Y
Modelo	XU150001Y
Configuracion	15 kg - 0,1 g
Capacidad	15 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)