




Balanza digital 300 g x 0,1 g

Código: XU3001N
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 300 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 300 g x 0,1 g.

Tipo: Balanza digital 300 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 300 g x 0,1 g

Dato del nombre: 300 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU3001N
Modelo	XU3001N
Capacidad	300 g
Resolucion	0,1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)