



## Balanza digital 300 kg x 10 g (equiv. B-01-02-05-0104)

**Código:** XU3002M

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Balanza digital 300 kg x 10 g. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 300 kg x 10 g.

Balanza digital 300 kg x 10 g

Referencia de nombre: Balanza digital 300 kg x 10 g

Dato del nombre: 300 kg

Origen de ficha: NAME\_ONLY (datos del nombre comercial)

## Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

| Especificación | XU3002M       |
|----------------|---------------|
| Modelo         | XU3002M       |
| Configuracion  | 300 kg - 10 g |
| Capacidad      | 300 kg        |
| Legibilidad    | 10 g          |

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)