



Balanza digital 4000 g x 0,01 g (equiv. B-01-02-03-0304)

Código: XU40002DG

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 4000 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 4000 g x 0,01 g.

Tipo: Balanza digital 4000 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 4000 g x 0,01 g

Dato del nombre: 4000 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Especificación	XU40002DG
Modelo	XU40002DG
Configuracion	4000 g - 0,01 g
Capacidad	4000 g
Legibilidad	0,01 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)