



digital
se de aluminio, tiene un grosor de 3,8mm,
tallo : 130mm o 160mm, acero inoxidable 304, (depende del modelo)
capacidad Max : 100g a 5000g
precisión : 0.01g

01-02-03-0609 | Categorías: 0.01g/0.02g/0.05g, Balanzas |

Balanza digital 4000 g x 0,01 g (equiv. B-01-02-03-0609)

Código: XU40002H

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 4000 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 4000 g x 0,01 g.

Tipo: Balanza digital 4000 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 4000 g x 0,01 g

Dato del nombre: 4000 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	XU40002H
Modelo	XU40002H
Configuracion	4000 g - 0,01 g
Capacidad	4000 g
Legibilidad	0,01 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)