



Celda de Carga Belltronic
Pantalla : LCD (luz de fondo blanca)
Alimentación : 110V / 220V; batería recargable (opcional)
Función Principal : Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje
Capacidad Max 2000g a 10000g
Legibilidad (g) 0.1
Peso Bruto (kg) 3
01-02-09-0303 | Categorías: 0.1g/0.2g/0.5g |

Balanza digital 5000 g x 0,1 g (equiv. B-01-02-09-0303)

Código: XU50001LG

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital 5000 g x 0. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza digital 5000 g x 0,1 g.

Tipo: Balanza digital 5000 g x 0

Referencia de nombre: Balanza digital 5000 g x 0,1 g

Dato del nombre: 5000 g

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	XU50001LG
Modelo	XU50001LG
Configuracion	5000 g - 0,1 g
Capacidad	5000 g
Legibilidad	0,1 g

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)