

Máquina automática de ensayo de corte directo. Capacidad de 5 kN, suministrada con juego de pesas ranuradas de 37.5 kg

Código: EQUIPLAB-578408

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina automatica de ensayo de corte directo. Capacidad de 5 kN, suministrada con juego de pesas ranuradas de 37.5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)