

Conjunto de prueba equivalente a arena

Código: EQUIPLAB-578418

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Conjunto de prueba equivalente a arena. Modelo EN, suministrado con 2 piezas de dos cilindros graduados de medicion equivalente a arena, conjunto de sifon (tubo irrigador con valvula, tapon de goma, tubo y manguera de sifon, tubo de soplado), conjunto de pie con peso, embudo, recipiente medidor, recipiente de arena de 5 litros de capacidad, 300 Regla de acero de mm y estuche de transporte. (excepto solucion madre)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)