

Máquina de ensayo de flexión de 200 kN de cap; 220 V; 60 Hz

Código: EQUIPLAB-578535

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de ensayo de flexion de 200 kN de capacidad; Bastidor de carga tipo U, unidad de potencia hidraulica, sistema de control y adquisicion de datos digitales y software. Con el aparato adecuado se pueden realizar ensayos de resistencia de vigas, bordillos y parquet, asi como ensayos de tres y cuatro puntos. El aparato debe pedirse por separado. La computadora es opcional. 220 V, 50-60 Hz, monofasico

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)