

Bastidor de carga de flexión tipo U con capacidad de 100 kN

Código: EQUIPLAB-578584

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bastidor de carga de flexion tipo U con capacidad de 100 kN. Se pueden realizar ensayos de resistencia de vigas, bordillos y parquet, así como ensayos de tres y cuatro puntos con el equipo adecuado. El equipo debe solicitarse por separado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)