

Equipo de ensayo de permeabilidad al agua con equipo de medición cuantitativa, con capacidad para 6 muestras

Código: EQUIPLAB-578599

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo de ensayo de permeabilidad al agua con equipo de medición cuantitativa, con capacidad para 6 muestras. El sistema puede analizar muestras cúbicas de 150 x 150 x 150 mm, 200 x 200 x 200 mm o cilíndricas de 100 x 200 mm y 150 x 300 mm. La presión de la muestra, de hasta 8 bar con una precisión de 0,2 bar, se genera mediante aire comprimido aplicado al tanque de agua integrado y controlado por un regulador de presión con manómetro. El compresor de aire debe pedirse por separado.

Nombre original (completo): Equipo de ensayo de permeabilidad al agua con equipo de medición cuantitativa, con capacidad para 6 muestras. El sistema puede analizar muestras cúbicas de 150 x 150 x 150 mm, 200 x 200 x 200 mm o cilíndricas de 100 x 200 mm y 150 x 300 mm. La presión de la muestra, de hasta 8 bar con una precisión de 0,2 bar, se genera mediante aire comprimido aplicado al tanque de agua integrado y controlado por un regulador de presión con manómetro. El compresor de aire debe pedirse por separado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)