



SKU: JES2100A | Categorías: [Otras balanzas](#) | Etiquetas: [Balanzas](#)



Balanza - 2100gr - 0.1gr - marca Belltronic - 220v, 50 Hz

Código: ES-2100A

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza - 2100gr - 0.1gr - marca - 220v. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Balanza - 2100gr - 0.1gr - marca - 220v, 50 Hz.

Tipo: Balanza - 2100gr - 0.1gr - marca - 220v

Referencia de nombre: Balanza - 2100gr - 0.1gr - marca - 220v, 50 Hz

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	ES-2100A
Modelo	ES-2100A
Configuracion	2100 g - 0,1 g
Capacidad	2100 g
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)