

BALANZA DIGITAL BELLTRONIC DE 15000 GRS CON 0,1 GR DE PRECISION , M
ES15K4TS



SKU: JE515K4TS | Categorías: Otras balanzas | Etiquetas: Balanzas

Balanza - 15kg - 0.1gr - marca Belltronic - 220v, 50 Hz

Código: ES-15K-4TS

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Balanza digital de 15.000 g con lectura de 0,1 g, alimentación 220 V / 50 Hz y calibración externa. Apta para pesaje de banco en laboratorio o control de proceso.

1. Si necesitas hasta 15 kg con lectura de 0,1 g y red 220 V / 50 Hz, esta es la ficha correcta.
2. Si necesitas interfaz RS232 y carcasa industrial de alta capacidad, revisa la línea 15 kg x 0,1 g con RS232 (BQ-A15 / B-01-48-0002), no esta.
3. Confirmá calibración con pesas externas antes de usar en control de calidad.

15.000 g x 0,1 g

Alimentación 220 V, 50 Hz

Calibración externa

Display LCD; tara, unidades y conteo de piezas

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	ES-15K-4TS
Modelo	ES-15K-4TS
Configuracion	15 kg - 0,1 g
Capacidad	15 kg
Legibilidad	0,1 g
Resolucion	0,1 g (100 mg)
Tipo	Precision

Aplicaciones

Pesaje de laboratorio y control de proceso hasta 15 kg

Conteo simple de piezas por peso de muestra

Banco de trabajo con alimentación de red 220 V

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)