



incubador de 160 lts

Código: B-incubador160LLCD

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

incubador de 160 lts. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: incubador de 160 lts, pantalla LCD, Temp ambiente +5 - 65, 2 bandejas, controlad.

Tipo: incubador de 160 lts

incubador de 160 lts, pantalla LCD, Temp ambiente +5 - 65, 2 bandejas, controlador con microprocesador y timing

Dato del nombre: 160 lts

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Especificaciones técnicas

Primero modelos con stock (1). También puedes revisar todos los modelos disponibles bajo pedido.

Especificación	B-incubador160LLCD
Tipo	Incubadoras de cultivo
Capacidad	160 L
Temperatura minima	Ambiente +5 °C
Temperatura maxima	65 °C
Alimentacion	110 V

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)