



21-0502-0004 | Categorías: Porcelana y cerámica |

Crisol de porcelana de pared alta esmaltado 30ml, ø borde 40mm, ø interior 25mm, altura 46mm.

Código: CrisolAlta30ml

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Crisol de porcelana de pared alta con tapa. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Crisol de porcelana de pared alta con tapa, esmaltado 30ml, ø borde 40mm, ø inte.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Crisol de porcelana de pared alta con tapa

Referencia de nombre: Crisol de porcelana de pared alta con tapa, esmaltado 30ml, ø borde 40mm, ø interior 25mm, altura 46mm.

Dato del nombre: 30 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)