



Probeta Plastica de 50 ml

Código: BellProbPI-50

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Probeta Plastica de 50 ml. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá el nombre: Probeta Plastica de 50 ml.
2. Validá con ficha de proveedor si necesitás norma.

Tipo: Probeta Plastica de 50 ml

Referencia de nombre: Probeta Plastica de 50 ml

Dato del nombre: 50 ml

Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)

Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

Especificaciones técnicas

Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

Verificar compatibilidad con protocolo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)