

Agitador de laboratorio 10 LTRS. con motor PMDC con eje de agitacion y helice en SS 316

Código: EQUIPLAB-579128

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Agitador de laboratorio 10 LTRS. con motor PMDC con eje de agitacion y helice en SS 316, indicador digital de velocidad y regulador de velocidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)