

Maquina de prueba de compresion con pantalla digital 1000KN Carga maxima: 1000kN

Código: EQUIPLAB-579146

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de prueba de compresion con pantalla digital 1000KN Carga maxima: 1000kN, espacio de ajuste manual del tornillo, espacio de compresion 600 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)