

Maquina de ensayos de compresion y flexion controlada por computadora de 3000 kN. Prueba d

Código: EQUIPLAB-579151

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de ensayos de compresion y flexion controlada por computadora de 3000 kN. Prueba de compresion de 3000 KN, prueba de flexion de 100 KN

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)